



TASKI® Sani Clonet

Toiletreiniger

Omschrijving

Gebruiksklare, krachtige toiletreiniger voor effectieve verwijdering van kalkaanslag en andere afzettingen in toiletputten en urinoirs.

Eigenschappen

- Effectieve combinatie van verschillende zuren
- Goede hechting aan het oppervlak
- Flacon met speciaal aanbrengstuk
- Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen

- Verwijdert snel kalkaanslag
- Langdurige werking op schuine/verticale oppervlakken
- Gemakkelijk aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Gebruiksklaar.

Toepassing:

1. Het toilet of het urinoir doorspoelen en het product onder de rand en rondom aanbrengen.
2. Laat het product 5-10 minuten inwerken.
3. Schrobben met een borstel en doorspoelen.
4. De inwerkingstijd tot 1-2 uur verhogen bij zware kalkaanslag.



© A.I.S.E.



TASKI® Sani Clonet

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, rode vloeistof

Geur: Frisse geur

pH waarde (onverdund): 0.7

Relatieve dichtheid: 1.06 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor zuur zoals marmer. Niet gebruiken in combinatie met producten met chloor. Bij contact met zuur-gevoelige oppervlakken het oppervlak meteen grondig afspoelen met water. Het product kan gebruikt worden op intact porselein en verglaasd sanitair. Testen voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het oppervlak.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

TASKI Sani Clonet is beschikbaar in 6x0.75L en 2x5L